

Tick Tok



Tick Tok

MCURE

TICK TOK Feature

Cos'è TICK TOK?

Tick tok è un dispositivo automatico per la cura della pelle che funziona contemporaneamente sia come manipolo che come roller per la terapia con microaghi (MTS) e per la mesoterapia. Tale strumento agisce sul recupero della pelle, eliminazione delle rughe, restringimento dei pori, trattamento della pigmentazione e sbiancamento.

01 Un effetto eccellente per la valorizzazione della pelle

TICK TOCK è un sistema scientifico e radicale di uso domestico, che induce alla formazione del collagene dalla naturale azione di guarigione che avviene a seguito di microfori sulla pelle, massimizzando così l'assorbimento dei cosmetici tramite i microfori. Rispetto ai sistemi attuali di MTS e di manipoli, TICK TOK è un sistema di trattamento con microaghi che penetra 4,700 volte al minuto utilizzando 20 aghi per facilitare un rapido effetto, senza graffi o segni derivanti dalla procedura con uso di roller.

02 Senza allergie, senza problemi

Rispetto agli altri prodotti per MTS, TICK TOK utilizza aghi di plastica sterili innocui per il corpo umano, sfruttando adattatori da 0.25mm. Gli utenti possono godere di un effetto simile a quello che proverebbero in un istituto dermatologico, stando tranquillamente nella loro casa, senza preoccupazioni per le allergie al metallo o per la profondità degli aghi. Inoltre uno dei suoi maggiori benefici è che fornisce la stessa efficacia con meno dolore (adottando aghi di plastica). Prova TICK TOK ora, l'applicazione per uso domestico sicura per la cura della pelle!

03 Diversi cuscinetti da usare con TICK TOK

TICK TOK offre due tipi di cuscinetti sia per l'assorbimento dei cosmetici che per il fondotinta. Ciò consente un uso più igienico dei cuscinetti utilizzando cuscinetti di silicone per zone più ampie e quelli in lattice per fondotinta o BB cream. Avendo a disposizione due tipi di cuscinetti fatti di materiali diversi, gli utilizzatori li possono gestire meglio, in particolare dopo aver applicato una maschera per viso e aver eseguito tutta la procedura, un cuscinetto in gel aiuta ad assorbire la soluzione.

04 Prodotto dal design ergonomico

E' progettato con stabilità utilizzando un design ergonomico, in tal modo gli utenti possono sostituire facilmente gli aghi e gli adattatori. Ogni membro della famiglia può sfruttare un singolo prodotto insieme, utilizzando aghi diversi. E' inoltre economico, per il fatto che un singolo set di batterie può durare per oltre 6 mesi.

05 La soluzione perfetta!

TICK TOK utilizza soltanto le sue soluzioni, ossia le fiale TICK TOK, per raggiungere i migliori effetti della sinergia. Se avete dubbi sui problemi della pelle, come ad esempio piccole rughe e pigmentazione su cui gli altri cosmetici funzionali o le altre fiale non agiscono, non esitate a provare TICK TOCK e le sue fiale.



Design TICK TOK

Confezione TICK TOK

- 5 aghi
- 2 adattatori – Per i cuscinetti e per gli aghi
- 2 tipi di cuscinetti – 1 in gel, 3 in lattice



Unità principale



Ago da 20pin



Adattatore (per aghi)



Adattatore (per cuscinetti –
modello a strice)



Cuscinetto in gel



Cuscinetto in lattice



Ago



Come si usa

COME SI USA TICK TOK

Pulizia → dopo aver lavato la pelle, pulitela bene con un tonico → Applicare la soluzione → punzecchiare → applicare la maschera di bellezza → massaggiare la pelle con il cuscinetto in gel → crema ricostituente → applicare crema solare

UTILIZZO DEL FONDOTINTA

Pulizia → Base del make up → Fondotinta o BB cream → massaggiare delicatamente con il cuscinetto in lattice

4 Fasi per utilizzarlo



01 Applicare la soluzione



02 Punzecchiare con TICK TOK



03 Applicare una maschera di bellezza



04 Massaggiare in modo uniforme con il cuscinetto in gel

Indicazioni/ specifiche

Indicazioni

Piccole rughe, pori chiusi, trattamento della pigmentazione, tonificazione della pelle ed effetto sbiancante

Specifiche

■ Dimensioni del prodotto

- Manipolo: larghezza X lunghezza X altezza (47.9x 130x45.3) mm
- Cuscinetto: Diametro X altezza (33Ø x 27)mm
- Ago: Diametro X altezza (16.68Ø x 25.8)mm

■ Peso del prodotto

- Manipolo (batteria): 38g
- Cuscinetto: 6.8 g
- Ago: 2.0g

■ RPM : 4700/min

■ Ore di utilizzo: Uso in continuo fino a 4 ore

■ Avviso di sostituzione: Luce LED lampeggiante

■ Batteria: AAA alcalina 1.5Vx2

■ Numero dei pin dell'ago: 20pin



Quadro clinico

Test clinico a cura dell'università di Yonsei



Eungh-ho Choi, Professore di dermatologia

E' stato testato che fare dei piccolissimi fori sulla pelle, aumenta la formazione dei tessuti connettivi come ad esempio l'effetto di creazione del collagene. In questa ricerca abbiamo messo a confronto la densità della pelle all'interno, tramite colorazione con tricromia di Masson per comparare l'effetto di stimolazione del collagene dalla procedura. Prima di tutto, confrontando la densità della pelle interna quando si usa l'applicatore con microaghi da 0.25mm, abbiamo determinato che la densità della pelle all'interno (densità del tessuto connettivo) è aumentata in maniera molto significativa sia con il gruppo con test AMTS-H che con il gruppo con test MTS come confrontato con i due gruppi di controllo.

Prima
dell'uso



Dopo
l'uso





MCURE

Mcure Inc.

DOVETE SOSTITUIRE FACTORY (SEDE LEGALE)

4-203, Medical Device Complex, 42-10, Taejunggondan-gil,
Wonju-si, Gangwon-do

TEL : +82-33-734-5970~1 FAX : +82-33-735-5972

E-mail : mcure@mcure.co.kr

Seoul filiale sostituire con Filiale di SEOUL

L-7129, 7F, Garden Five Living Tower, 66, Chungmin-ro,
Songpa-gu, Seoul

TEL : +82-70-8260-5971 FAX : +82-2-2157-5972

E-mail : mcure@mcure.co.kr